

E.M.T. Wojskowy zestaw do pozoracji ran/urazów

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM01299



Ten wysokiej jakości rozbudowany zestaw EMT umożliwia realistyczną naukę rozpoznawania i opatrywania ran i urazów. W jego skład wchodzi łącznie 95 elementów, w tym 36 ran i złamań otwartych, 6 oparzeń oraz kosmetyki do makijażu.

Zestaw zawiera: 1. Rany krwawiące (kompletne z rezerwuarem na sztuczną krew i pompką):

- 1 rana szczęki
- 1 rana brzucha z wytrzewieniem jelit
- 2 złożone złamania kości barkowej
- 2 złożone złamania kości udowej
- 1 skaleczenie czoła- amputacja nogi
- 2 złożone złamania piszczeli
- 2 rany postrzałowe dłoni

2. Rany niekrwawiące:

- 1 ręka poparzona fosforem
- 1 twarz we wstrząsie
- 1 poparzenie twarzy - 1,2 i 3 stopień
- 1 poparzenie klatki piersiowej - 1,2 i 3 stopień
- 1 poparzenie pleców - 1,2 i 3 stopień
- 1 poparzenie ręki - 1,2 i 3 stopień
- 1 poparzenie przedramienia - 1, 2 i 3 stopień
- 36 wybranych rany i złamań otwartych

3. Akcesoria i kosmetyki do makijażu:

- 3 butelki koagulantu sztucznej krwi
- 5 opak. proszku do sporządzenia ok. 3,7l sztucznej krwi każde
- 1 opak. celulozy metylowej (do zagęszczania sztucznej krwi)
- 2 opak. wosku do pozoracji
- 2 opak. potłuczonego Plexiglasu (do umieszczania w wosku i symulowania szkła w ranie)
- 1 farbka z każdego koloru (biała, niebieska, brązowa i czerwona)
- 1 butelka kleju
- 1 opak. sztucznego brudu
- 2 opak. wazeliny (symulacja poparzeń)
- krem do demakijażu kosmetyków do pozoracji ran
- węgiel drzewny
- 1 plastelina do modelowania - biała
- 1 plastelina do modelowania - ciemna



- 2 atomizery- lusterko
- pojemnik do mieszania
- 2 szpatułki plastikowe
- 6 szpatulek drewnianych
- chusteczki higieniczne

Informacje dodatkowe:

- Praktyczna walizka.
- Rozmiar: 61 x 23 x 46 cm, waga: 14.6 kg

Fantom kończyny dolnej z głębokimi uszkodzeniami tkanek, materiał wybuchowy

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM03450



Realistyczny model kończyny dolnej **z głębokim uszkodzeniem tkanek, spowodowanym przez materiał wybuchowy** (granat oślepiający).

Główne zalety modelu:

- System naczyniowy można podłączyć za pomocą złącza Luer-lock.
- Cały model wykonany jest z mocnego silikonu
- i może być stosowany do opatrywania ran za pomocą tamponady.

Fantom kończyny dolnej z głębokimi uszkodzeniami tkanek, materiał wybuchowy i postrzał

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM03451



Naturalnej wielkości kończyna dolna od biodra do palców, z obrażeniami po wybuchu (granat mieszany) na podudziu i strzałem prosto w udo.

Główne zalety modelu:

- Obie rany mają mechanizm pompujący i mogą być stosowane do leczenia tamponady.
- Na udzie jest dodatkowo możliwy trening obsługi opaski uciskowej.
- Obie rany mogą krwawić niezależnie, więc sytuację można dostosować do swoich potrzeb treningowych.

Klej do skóry, 225g

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02673




Specjalny klej do mocowania silikonowych modeli (np. ran) do skóry.

Model rany - cięcie

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02820



Ten model pokazuje cięcie o głębokości około 1 cm. Model przylega do ludzkiej skóry lub manekina, jednakże w przypadku dłuższego użytkowania lub w celu poprawy przyczepności dostępny jest dodatkowy klej do skóry.


Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu:

ok. 12x8x1.3 cm

Model rany - cięcie spowodowane przez odłamek szkła

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02819



Ten model przedstawia cięcie spowodowane przez odłamek szkła, gdy ten odłamek nadal znajduje się w ranie. Fragment szkła wygląda realistycznie, ale jest wykonany z miękkiego materiału, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Model przylega do skóry lub manekina bez kleju, jednak w celu dłuższego treningu lub lepszej przyczepności można zastosować klej do skóry (opcjonalnie).

Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 11x7x1 cm

Model rany - duża rana szarpana (z funkcją krwawienia)

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02831



Model przedstawia dużą, realistyczną ranę szarpaną z funkcją krwawienia. Forma może zostać przyłożona do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej. Dostarczany z pudełkiem do przechowywania.

Główne zalety modelu rany szarpanej z funkcją krwawienia:

- realistycznie wykonana wkładka silikonowa przedstawiająca liczne rany szarpane
- system krwawienia zwiększający realizm oraz wzbogacający praktyczne ćwiczenia stwarzając warunki zbliżone do rzeczywistości
- model jest gotowy do użytku i nie wymaga przygotowania i charakteryzacji do ćwiczeń
- dzięki elastycznej budowie **model rany** idealnie przylega do skóry pozoranta lub manekina
- w przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Zastosowanie modelu rany szarpanej z funkcją krwawienia:

- wyposażenie praktycznych pracowni nauki zawodów medycznych takich jak ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, lekarz itp.
- wyposażenie centrów symulacji medycznej
- edukacja w zakresie opatrywania **ran szarpanych**, dodatkowo zintegrowany system krwawienia wzmaga realizm oraz sprawia, że ćwiczenia stają się bardziej wymagające.

Zestaw zawiera:

- model rany szarpanej
- pudełko do przechowywania

Informacje dodatkowe:

- wymiary: ok. 28,5 x 15 x 2,3 cm
- elementy zużywalne: symulowana krew
- wyposażenie dodatkowe: klej do mocowania modelu na ciele lub manekinie, symulowane szkło do charakteryzacji

Model rany - duże oparzenie

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02838



Model przedstawia oparzenie. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28,3 x 14,5 x 0,8 cm

Model rany - duże oparzenie II stopnia

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02836




Model przedstawia oparzenie II stopnia z pęcherzami. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28x14,5x1 cm

Model rany - duże oparzenie III stopnia

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02837



Model przedstawia oparzenie III stopnia z poparzoną warstwą skóry. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28,5 x 14,8 x 0,6 cm

Model rany - duże, głębokie cięcie (z funkcją krwawienia)

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02830



Model ten przedstawia duże, głębokie cięcie. Dodatkowa funkcja: krwawienie. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej. Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28x14,5x1,8 cm

Model rany - oparzenie

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02829



Model przedstawia oparzenie skóry. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczana z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 17x9,5x0,5 cm

Model rany - oparzenie II stopnia

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02824



Ten model przedstawia oparzenie II stopnia z pęcherzami. Model przylega do skóry lub manekina, w celu dłuższego treningu lub lepszego przylegania dostępny jest opcjonalny klej do skóry.

Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 16x9,2x1 cm

Model rany - oparzenie III stopnia

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02825



Ten model przedstawia oparzenie III stopnia. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 16,7 x 9,5 x 0,5 cm

Model rany - rana cięta przy pomocy stłuczonej butelki

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02826



Model ten przedstawia cięcie przez pękniętą butelkę. Forma przylega do skóry lub manekina. Dla dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej. Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 10,5 x 7,2 x 1 cm

Model rany - rana do treningu tamowania krwawienia

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02840



Model przedstawia dużą, realistyczną ranę z silnym krwawieniem do treningu tamowania poprzez pakowanie. Forma może zostać przyłożona do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej. Dostarczany z pudełkiem do przechowywania.

Główne zalety modelu rany z silnym krwawieniem

- realistycznie wykonana wkładka silikonowa przedstawiająca głęboką, silnie krwawiącą ranę
- system krwawienia zwiększający realizm oraz wzbogacający praktyczne ćwiczenia stwarzając warunki zbliżone do rzeczywistości
- model jest gotowy do użytku i nie wymaga przygotowania i charakteryzacji do ćwiczeń
- dzięki elastycznej budowie **model rany** idealnie przylega do skóry pozoranta lub manekina
- w przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Zastosowanie modelu rany z silnym krwawieniem

- wyposażenie praktycznych pracowni nauki zawodów medycznych takich jak ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, lekarz itp.
- wyposażenie centrów symulacji medycznej
- edukacja w zakresie opatrywania ran poprzez pakowanie, dodatkowy system krwawienia zwiększa realizm oraz sprawia że ćwiczenia stają się bardziej wymagające

Zestaw zawiera:

- model rany z funkcją krwawienia
- pudełko do przechowywania


Informacje dodatkowe:

- wymiary: ok. 18,5x14x4cm
- elementy zużywalne: symulowana krew
- wyposażenie dodatkowe: klej do mocowania modelu na ciele lub manekinie, symulowane szkło do charakteryzacji

Model rany - rana postrzałowa (otwór wlotowy)

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02827



Ten model rany przedstawia otwór wlotowy pocisku. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 11x7,5x0,8 cm

Model rany - rana postrzałowa (otwór wylotowy)

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02828



Model przedstawia realistyczną ranę z otworem wylotowym po pocisku. Forma może zostać przyłożona do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej. Dostarczany z pudełkiem do przechowywania.

Główne zalety modelu rany z otworem wylotowym po pocisku

- realistycznie wykonana wkładka silikonowa przedstawiająca ranę z otworem wylotowym po pocisku
- model jest gotowy do użytku i nie wymaga przygotowania i charakteryzacji do ćwiczeń
- dzięki elastycznej budowie **model rany** idealnie przylega do skóry pozoranta lub manekina
- w przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Zastosowanie modelu rany z otworem wylotowym

- wyposażenie praktycznych pracowni nauki zawodów medycznych takich jak ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, lekarz itp.
- wyposażenie centrów symulacji medycznej
- edukacja w zakresie opatrywania ran

Zestaw zawiera:

- model rany z otworem wylotowym po pocisku
- pudełko do przechowywania

Informacje dodatkowe:

- wymiary: ok. 10x7x1,2 cm
- wyposażenie dodatkowe: klej do mocowania modelu na ciele lub manekinie

Model rany - rana postrzałowa kończyny dolnej (z funkcją krwawienia)

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02835



Model ten przedstawia ranę wlotową i wylotową po kuli. Formę można owinąć wokół nogi, aby pasowała do dwóch otworów. Dodatkowa funkcja: krwawienie. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 29x14,5x1,5 cm

Model rany - rana postrzałowa kończyny górnej (z funkcją krwawienia)

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02834



Ten model przedstawia ranę wlotową i wylotową po kuli. Formę można owinąć wokół ramienia, aby pasowała do dwóch otworów. Dodatkowa funkcja: krwawienie. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28,5 x 15 x 1,5 cm

Model rany - szarpana

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02821



Model ten przedstawia ranę z nierównym brzegiem. Model jest samoprzylepny na skórze i na manekinach. Jednak w przypadku dłuższego treningu lub lepszego przylegania dostępny jest opcjonalny klej. Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 11,5x7,8x1,1 cm

Model rany - ugryzienie człowieka

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02823




Ten model rany pokazuje ugryzienie przez człowieka. Model przylega do skóry lub manekina, jednak w przypadku dłuższego treningu lub lepszego przylegania dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 11x8x1 cm

Model rany - wypadnięcie jelita cienkiego po uszkodzeniu ściany brzucha

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02841



Model przedstawia wystające jelito cienkie po uszkodzeniu ściany jamy brzusznej. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28,5 x 14,7 x 3,5 cm

Model rany - wypadnięcie jelita grubego po uszkodzeniu ściany brzucha

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02839



Model przedstawia wystające jelito grube po uszkodzeniu ściany brzucha. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28,5 x 14,7 x 4,3 cm

Model rany - zadrapanie

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02672



Model przedstawia realistyczną ranę przedstawiającą zadrapanie/otarcie. Forma może zostać przyłożona do skóry lub manekina. Istnieje możliwość dodania zanieczyszczeń (piasek, małe kamienie) oraz krwi co zwiększy realizm. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej. Dostarczany z pudełkiem do przechowywania.

Główne zalety modelu rany z otworem wylotowym po pocisku

- realistycznie wykonana wkładka silikonowa przedstawiająca ranę z otarciem/zadrapaniem
- model jest gotowy do użytku i nie wymaga przygotowania i charakteryzacji do ćwiczeń
- dzięki elastycznej budowie **model rany** idealnie przylega do skóry pozoranta lub manekina
- w przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Zastosowanie modelu rany z otworem wylotowym

- wyposażenie praktycznych pracowni nauki zawodów medycznych takich jak ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, lekarz itp.
- wyposażenie centrów symulacji medycznej
- edukacja w zakresie opatrywania ran z otarciem

Zestaw zawiera:

- model rany z otarciem
- pudełko do przechowywania

Informacje dodatkowe:

- wymiary: ok. 11x7,5x07cm
- wyposażenie dodatkowe: klej do mocowania modelu na ciele lub manekinie, sztuczne szkło do pozoracji



Model ten przedstawia zadrapanie/otarcie. Istnieje możliwość dodania zanieczyszczeń (piasek, małe kamienie) oraz krwi.

Model przylega do symulowanych pacjentów lub manekinów, ale można go również przymocować specjalnym klejem do skóry, aby zapewnić dłuższe ćwiczenie.

Dostawa wraz z pudełkiem do przechowywania.

Rozmiar rany: ok. 11 x 7,5 x 0,7 cm

Model rany - złamanie otwarte

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02822



Model ten przedstawia otwarte złamanie mniejszej kości kończyny, np. kości przedramienia. Model przylega do skóry lub manekina, jednak dla dłuższego treningu lub lepszego przylegania dostępny jest opcjonalny klej do skóry.

Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 12,5 x 7,6 x 1,7 cm

Model rany - złamanie otwarte kości kończyny dolnej (z funkcją krwawienia)

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02833



Model przedstawia otwarte złamanie większej kości kończyny dolnej (np. kości udowej). Dodatkowa funkcja: krwawienie. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany w pudełku do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28,5 x 14,7 x 3,2 cm

Model rany - złamanie otwarte kości ramienia (z funkcją krwawienia)

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02832



Model przedstawia otwarte złamanie mniejszej kości kończyny górnej. Dodatkowa funkcja: krwawienie. Forma przylega do skóry lub manekina. W przypadku dłuższego treningu lub lepszej przyczepności dostępny jest opcjonalny klej.

Dostarczany z pudełkiem do przechowywania. Wielkość modelu: ok. 28,5 x 15 x 3 cm

Podstawowy zestaw do symulowania ran

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02658



Dzięki temu zestawowi do symulacji ran możesz zaprojektować niezwykle realistyczne rany do treningu pierwszej pomocy w ciągu zaledwie kilku minut bez znajomości technik makijażu. Zawarte w zestawie foremki można dowolnie często wypełniać pastą do symulacji ran. Po wyschnięciu pasty napełnione formy po prostu dociska się do żądanej pozycji, rany przylegają niezależnie i bez kleju do skóry lub do manekinów treningowych. Wystarczy nanieść dołączoną krew na zaklejoną ranę i rana jest gotowa. Jeśli chcesz, aby była jeszcze bardziej realistyczna, możesz osiągnąć jeszcze bardziej realny efekt, nakładając na ranę pastę "mięsną". Zaklejone rany można leczyć kilka razy, wystarczy zdjąć opatrunek, obmyć ranę i nanieść świeżą krew. Po skończonym treningu ranę można bez problemu odkleić i zutylizować. Materiały eksploatacyjne, takie jak pasta do symulacji ran, proszek utrwalający, pasta "mięsna" i krew są sprzedawane oddzielnie. Zestaw zawiera cięcia, otarcia i rany szarpane. Dołączone materiały obejmują pastę do symulacji ran, proszek do utrwalania, pastę "mięsną", sztuczną krew, izopropanol, szpatułkę do nakładania pasty oraz waciki do nanoszenia krwi. Idealny zestaw dla szkolnych służb medycznych lub młodzieżowych oddziałów ratownictwa czy straży pożarnej.



Ręczny system pompowania krwi ze zbiornikiem - plecak

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02843



Ten moduł ukrwienia idealnie pasuje do naszych ran z funkcją krwawienia. Plecak ze zbiornikiem mieści do 3 litrów sztucznej krwi, którą można wpompować do 4 butli jednocześnie. Ze względu na konstrukcję plecaka dopływ krwi nie jest oczywisty i doskonale integruje się z Twoim scenariuszem treningowym. Pojemnik ma bardzo duży otwór, który umożliwia łatwe opróżnianie i czyszczenie.

Standardowy zestaw ran do nauki zaopatrywania

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM03698



Ten praktyczny zestaw pozwala szybko opatrzyć rany lalek lub aktorów bez żadnego wysiłku związanego z makijażem. Rany przylegają niezależnie i można je łatwo usunąć. Bez wahania można stosować środki dezynfekujące, sztuczną krew i tym podobne. Oczywiście rany są łatwe do oczyszczenia i można ich używać wielokrotnie.

Uwzględniono następujące rany w zestawie:

- rana szarpana ok.3cm, wymiar: 6x4cm
- rana szarpana ok.2,5cm, wymiar: 5x4cm
- rana szarpana ok.2x3cm, wymiar: 5x3,5cm
- rana szarpana ok.5,5cm, wymiar: 6,5x3cm
- rana szarpana ok.3cm, wymiar: 4,5x3,5cm
- rana szarpana ok.3x1,5cm, wymiar: 6x4cm
- rana szarpana ok.4cm, wymiar: 5x2,5cm
- rana postrzałowa ok.3x2cm, wymiar 5x6

Dostarczany wraz z etui ochronny.

Symulatory leczenia ran

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM03855




Dzięki konfigurowalnym modelom można zademonstrować i przećwiczyć czyszczenie, usunięcie dewitalizowanych tkanek, opracowanie chirurgiczne rany, zakładanie opatrunków prostych i próżniowych, a także wybrać najlepsze wskazanie do operacji plastycznych. **PRODUKTY**

- Trenażer ran WNT-1 — obszar twarzy i czaszki
- Trenażer ran WNT-2 — klatka piersiowa
- Trenażer ran WNT-3 — Ręka i ramię
- Trenażer ran WNT-4 - Rana pleców, odleżyny i owrzodzenia
- Trenażer ran WNT-5 - Zakażone owrzodzenia stóp
- Trenażer ran WNT-6 - Noga (możliwe unieruchomienie)
- Trenażer ran WNT-7 - Stopa cukrzycowa
- Symulator ran WNT-8 z przenośną podstawą (konfigurowalny)

Sztuczne szkło do symulacji odłamków

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM02842




Ten gumopodobny materiał pęka jak szkło i tworzy realistycznie wyglądające odłamki bez ryzyka obrażeń. Materiał można łamać w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb. Użyj sztucznego szkła w scenie treningowej lub włóż go do preparatu na ranę lub rany makijażowej.

Rozmiar: 10x3.5x1.5 cm

Trenażer do zaopatrywania ran postrzałowych

Zapytaj o cenę: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl

Kod produktu: SM01929



Realistyczny, kompaktowy, łatwy w obsłudze trenażer do nauki zaopatrywania ran postrzałowych. Idealnie nadaje się do szkolenia w nagłych wypadkach i programu symulacyjnego pacjenta. Zawiera ranę postrzałową z funkcją krwawienia spowodowaną przez duży kaliber. Symulator wykonany jest z wysokiej jakości i bardzo wytrzymałego materiału, który symuluje ludzką skórę i tkankę. Możliwość stosowania zwykłych poduszek hemostatycznych. Trenażer jest szybki i łatwy do czyszczenia po użyciu.

Zestaw zawiera

- Rana postrzałowa
- 250 ml sztucznej krwi
- Butelka na sztuczną krew
- Rurka
- Taca z tworzywa sztucznego

Informacja dodatkowa:

- Rozmiar: 12,5 x 10 x 5 cm,
- waga: 1 kg
- Możliwość dokupienia części zużywalnych