



MODELE ANATOMICZNE



WYDRUKI ANATOMICZNE 3D



SYMULATORY MEDYCZNE



TRENAŻERY MEDYCZNE




MODELE ZOOLOGICZNE

FANTOMY WETERYNARYJNE



MODELE BOTANICZNE

SPRZĘT REHABILITACYJNY



Fantom położniczy do badania rozwarcia szyjki macicy i ułożenia płodu

Nr ref: SM01919



Informacja o produkcie: Fantom położniczy do badania rozwarcia szyjki macicy i ułożenia płodu

Wielomodułowy symulator przeznaczony do nauki badania rozwarcia szyjki macicy oraz oceny ułożenia płodu. Łącznie składa się z 15 osobnych modułów w postaci kwadratowych bloków.

Opis poszczególnych modułów:

Twarda i niedojrzała szyjka macicy.

Częściowe zgładzenie szyjki macicy, rozwarcie: 6 cm, ułożenie płodu potylicowe przednie prawe.

Niedojrzała szyjka macicy, rozwarcie 5 cm, ułożenie płodu pośladkowe lub miednicowe.

Zgładzenie szyjki macicy, 9 cm rozwarcia, ułożenie płodu lewe potylicowe.

Zgładzenie szyjki macicy, 7 cm rozwarcia, ułożenie płodu prawe potylicowe.

Częściowe zgładzenie szyjki macicy, 5 cm rozwarcia, położenie pośladkowe.

Częściowe zgładzenie szyjki macicy, 1 cm rozwarcia.

Zgładzenie szyjki macicy, 8 cm rozwarcia, ułożenie główkowe.

Niedojrzała szyjka macicy, 3 cm rozwarcia, wypadnięcie pępowiny.

Twarda i niedojrzała szyjka macicy, rozwarcie do 2 cm, ułożenie płody główkowe lub potyliczne.

Zgładzenie szyjki macicy, 8 cm rozwarcia, ułożenie płodu lewe potylicowe.

Zgładzenie szyjki macicy, 9 cm rozwarcia, położenie płodu tylne potyliczne.

Niedojrzała szyjka macicy, 5 cm rozwarcia, wypadająca ręka.

Zgładzenie szyjki macicy, 9 cm rozwarcia, asynklityzm.

Informacja dodatkowa: 8 cm rozwarcia, przodowanie czołowe płodu.

- możliwość dostosowania modelu do potrzeb określonego projektu. Prosimy o kontakt lub przesłanie specyfikacji.
- możliwość zakupu całego zestawu lub pojedynczych modułów
- poszczególne moduły wykonane są nedery i ustawikne na akrylowej bazie

Model do pielęgnacji piersi i masażu

Nr ref: SM01946



Informacje o produkcie: Model do pielęgnacji piersi i masażu

Dzięki zastosowaniu różnych specjalnych materiałów syntetycznych model ten jest niezwykle realistyczny w wyglądzie, dotyku, elastyczności i mobilności.

Zastosowanie:


- Nauka pielęgnacji i higieny piersi,
- Nauka masażu piersi
- Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
- Demonstracja użycia laktatora

Informacja dodatkowa:

- Wymiary: 29 x 44 x 14 cm,
- Waga: 2,2 kg

Trenażer do nauki monitorowania płodu

Nr ref: SM02017



Informacja o produkcie: Trenażer do nauki monitorowania płodu

Trenażer zapewnia realistyczną symulację prawidłowego wkładania wewnętrznej elektrody przez szyjkę macicy do monitorowania serca płodu.

Specyfikacja

- głowa płodu z wyczuwalnymi, realistycznymi ciemiączkami i liniami szwów czaszkowych,
- dolny odcinek macicy
- jeden model szyjki macicy przedstawiający 4 cm rozszerzenie.
- W zestawie smar, instrukcja i etui ochronne

- Komponenty mieszczą się w wytrzymałej plastikowej obudowie, która ułatwia wizualizację i łatwe usuwanie w celu czyszczenia.

- Wymiary: 14x13x21,5 cm

Trenażer do palpacji brzucha kobiety w ciąży

Nr ref: SM02016



Informacja o produkcie: Trenażer do palpacji brzucha kobiety w ciąży

Model edukacyjny przeznaczony do szkoleń w zakresie wykonywania chwyków Leopolda oraz do demonstracji palpacji brzucha w celu określenia ułożenia i pozycji płodu.

Model płodu i dołączony model miednicy umieszczone są w części brzusznej zestawu. Brzuch stanowi wyściełana tkanina przymocowana rzepem do podstawy, co pozwala na łatwe usunięcie i wymianę modelu płodu w celu wizualizacji i zmiany pozycji.

Specyfikacja modelu płodu:

- Wzmocione, elastyczne ciało
- Ruchome kończyny
- Wyczuwalne pośladki
- Głowa z wyczuwalnymi przednimi i tylnymi ciemiączkami

Zestaw obejmuje również:

- Podkładka żelowa, która tworzy poduszkę nad modelem płodowym i zapewnia realistyczne odczucia
- 12 żeli symulujących płyn owodniowy
- Praktyczny przewodnik z sugestiami dotyczącymi korzystania z modelu
- Wygodny futerał

Wymiary: 48 x 29 x 24 cm

Trenażer monitorowania płodu i postępu porodu

Nr ref: SM02018



Informacja o produkcie: Trenażer monitorowania płodu i postępu porodu Zestaw monitorowania płodu i modelu postępu porodu zapewnia realistyczną symulację badań pochwy, postępu porodu i wprowadzenia cewnika ciśnieniowego wewnątrzmacicznego. Przeznaczony jest do procesu nauczania studentów pielęgniarstwa, medycyny lub położnych. Zestaw obejmuje:

- Głowa płodu
- Dolny odcinek macicy
- Szyjka macicy
- 4 wymienne modele rozszerzania szyjki macicy (1,3,4,8cm)

Wymiary: 34 x 16 x 29 cm